


SOFTWARE PRO DATOVÉ LOGGERY EASYLOG A T-LOGG



VÝHODY:

- automatické načtení dat
- ovládání a obsluha loggeru
- zobrazení grafu
- funkce exportu dat

GSOFT 40K

obj. č. 601145

komfortní ovládací software pro obsluhu datových loggerů EASYLog a T-Logg

Všeobecně:

Software pro spouštění, zastavování a čtení datových loggerů EASYlog a T-Logg. Data mohou být zobrazena, uložena a připravena k dalšímu zpracování.

Použití:

Vstupní kontrola zboží a monitoring chladicích systémů, testovacích zařízení a laboratorního vybavení.

Technické údaje:

Provedení programu:	aplikace s uživatelskou plochou
Ukládání dat:	soubor (binární)
Exportní formát:	*.csv
Jazykové mutace:	německá anglická francouzská česká
Řízení přístupu:	-
Vzdálený přístup:	-
Vyhlašování alarmů:	-
Přístroje:	logger EASYLog (přes konvertory rozhraní na EASYBus) logger T-Logg (přes konvertor rozhraní USB 100)
Více rozhraní:	mohou být použity postupně
Interval záznamu:	závislý na typu datového loggeru
Live (on-line) zobrazení:	ne
Načítání dat loggeru:	ano
Systémové požadavky:	OS Windows 7 SP1 a vyšší (32 nebo 64 Bit) (nelze provozovat pod operačními systémy Windows RT, Windows 10 v režimu S a Windows pro procesory ARM nebo Intel Itanium)
Rozsah dodávky:	DVD, tištěný návod

PROPOJOVACÍ SOFTWARE

	GMH 3000-DLL (knihovna Windows)	inray - inMOVE GPL-Router-Plug-in (bez vyobrazení)	Popis protokolu (bez vyobrazení)
EASYBus a EASYLog	•	•	•
T-Logg	•		•
start, stop, vymazání a načtení dat loggeru	•		
programovací příklady	Visual Studio, Excel VBA		
placená licence	•	•	

EASYBUS.dll

obj. č. 609174

knihovna funkcí OS MS Windows pro vlastní tvorbu programů komunikace EASYBus<=>PC