

SETY GMH 3511



NEW!

GMH 3511-SET

KOMFORTNÍ MĚŘENÍ

SETY GMH 3531



NEW!

GMH 3531-SET125

DO LABORATOŘE I TERÉNU

SET GMH 3551



NEW!

GMH 3551-SET100

S DATOVÝ LOGGEREM

GMH 3511-SET

obj. č. 605021

měřicí přístroj pro pH / Redox (ORP) / teplotu (přístroj včetně pH elektrody GE 114, GF1T-T3-B-BS, 5x GPH 4, 5x GPH 7, 2x GPF 100)

GMH 3511-G125

obj. č. 475740

měřicí přístroj pro pH / Redox (ORP) / teplotu (přístroj včetně pH elektrody GE 125 (Pt1000))

Všeobecně:

Pro komfortní měření pH a teploty. Jednoduché ovládání zredukované na 5 bodů ovládacího menu GMH 3511.

Minimální náklady na měření díky bezúdržbové gelové elektrodě a automatické teplotní kompenzaci.

Technické údaje:

viz GHM 3511

Příslušenství:

GE 114-BNC

obj. č. 604701

pH elektroda, konektor BNC

GE 125-BNC

obj. č. 600731

vodotěsná pH elektroda s Pt1000, konektor BNC

GKK 3001

obj. č. 611605

kufr pro 1 přístroj řady GMH 3xxx a příslušenství pro analýzu vody (395 x 295 x 106 mm)

GMH 3531-SET125

obj. č. 474240

měřicí přístroj pro pH / Redox (ORP) / teplotu (přístroj včetně pH elektrody GE 125, 5x GPH 4, 5x GPH 7, 2x GPF 100, GKK 3001)

GMH 3531-SET100

obj. č. 604591

měřicí přístroj pro pH / Redox (ORP) / teplotu (přístroj včetně pH elektrody GE 100-BNC, GF1T-T3-B-BS, 5x GPH 4, 5x GPH 7, 2x GPF 100, GKK 3001)

Všeobecně:

Široký rozsah funkcí pro vysoké nároky v laboratořích i pro práci v terénu.

Minimální náklady na měření díky bezúdržbové gelové elektrodě a automatické teplotní kompenzaci.

Technické údaje:

viz GHM 3531

Příslušenství:

GE 100-BNC

obj. č. 600704

pH elektroda, konektor BNC

GE 125-BNC

obj. č. 600731

vodotěsná pH elektroda s Pt1000, konektor BNC

GKK 3001

obj. č. 611605

kufr pro 1 přístroj řady GMH 3xxx a příslušenství pro analýzu vody (395 x 295 x 106 mm)

GMH 3551-SET125

obj. č. 474903

měřicí přístroj pro pH / Redox (ORP) / teplotu s loggerem (přístroj včetně pH elektrody GE 125, 5x GPH 4, 5x GPH 7, 2x GPF 100, GKK 3001)

GMH 3551-SET100

obj. č. 475742

měřicí přístroj pro pH / Redox (ORP) / teplotu s loggerem (přístroj včetně pH elektrody GE 100-BNC, GF1T-T3-B-BS, 5x GPH 4, 5x GPH 7, 2x GPF 100, GKK 3001)

Všeobecně:

Sety s vynikající výbavou a datovým loggerem.

Technické údaje:

viz GHM 3551

Příslušenství:

GE 100-BNC

obj. č. 600704

pH elektroda, konektor BNC

GE 125-BNC

obj. č. 600731

vodotěsná pH elektroda s Pt1000, konektor BNC

GKK 3001

obj. č. 611605

kufr pro 1 přístroj řady GMH 3xxx a příslušenství pro analýzu vody (395 x 295 x 106 mm)